

# RUBBER-DAM

Хустинки до рабердаму

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЬ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  
ВИБІР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

Хустинка до рабердаму є шматком гуми розміром 152 на 152 мм.

Склад:

Латекс.

Призначення

Хустинки призначені для ізоляції одного або декількох зубів від інших у ротовій порожнині, під час лікування.

Застосування

Залежно від роботи на хустинці проколюють від 1 до декількох отворів. Отвори проколюються спеціальним пристроєм (пробійником), який має 6 отворів різного діаметру від 1 до 2 мм.

Для фіксації хустинки на зубах застосовуються різні пристрої. До них відносяться:

- Затискачі (Кламера) - бувають металеві і з пластмаси.

- Клини

- Гумові кільця.

Кламер рабердаму закріплюють на зубі спеціальними щипцями.

Для того, щоб створити саме операційне поле, використовують рамки (металеві або пластикові).

Властивості:

- Дозволяє уникнути можливості виникнення перехресної інфекції.

- Дозволяє отримати максимальну сухість робочого поля.

- Захист м'яких тканин (язика, щік, губ).

- Контроль за кровоточивістю ясен.

- Захист від випадкового попадання інструментів в порожнину рота і дихальні шляхи.

- Дозволяє уникнути множинних промивань зуба та замін ватних тампонів.

- Виключає попадання хімічних реагентів в порожнину рота, які можуть призвести до опіків слизової.

Протипоказання

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Увага! Продукт містить натуральний латекс, який може спровокувати алергічну реакцію.

Зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не більше 40°C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці. Після відкриття термін придатності препарату складає 12 місяців.

Поводження з упаковками після використання

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути виробнику.

Упаковка

Картонна упаковка, що містить 36 хустинок.

Хустинки виготовляють трьох товщин:

-середні

-грубі

та двох кольорів:

-зелені(м'ятний аромат)


-сині(без аромату)



CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковского, 1  
тел./факс 0048 15 842-35-85

40°C



<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>