

## Resin-based Dental Restorative Material

**ESTELITE Σ QUICK****ENGLISH**

Read all information, precautions and notes before using.

**■ PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION**

- 1) ESTELITE Σ QUICK is a light-cured, radiopaque, submicron filled composite resin for use in anterior and posterior restorations and is indicated for all carious classes. ESTELITE Σ QUICK contains 82% by weight (71% by volume) of silica-zirconia filler and composite filler. A high filler load offers decreased polymerization shrinkage. All inorganic filler contained in ESTELITE Σ QUICK is a spherical submicron filler (mean particle size: 0.2 μm, particle size range: 0.1 to 0.3 μm) that is designed to deliver excellent gloss retention and wear resistance. The monomer matrix contains Bis-GMA and Triethylene glycol dimethacrylate.
- 2) ESTELITE Σ QUICK implements Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology (RAP technology). Curing time for ESTELITE Σ QUICK can be shortened by one-third using a light curing unit with a wavelength range of 400 to 500nm (peak: 470nm) compared to our conventional resin composite. Please see the table depicting the relationship between curing time and increment depth (**■ INDICATIONS FOR FILLING AND CURING**).
- 3) RAP technology facilitates a longer working time for ESTELITE Σ QUICK.
- 4) ESTELITE Σ QUICK is provided either in SYRINGE or Pre Loaded Tip(PLT).

**■ SHADE**

- A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW (Bleach White), WE (White Enamel) and CE (Clear Enamel/Incisal).
- Opalescent shades (OA1, OA2, OA3) have adequate opacity designed for blocking out the dark shine that comes through the oral cavity (Class III and Class IV restoration). The opalescent shades also serve as a dentin layer for the multi-shade layering technique. Shades OA1, OA2 and BW closely match those of primary teeth. However, they are not designed for masking metal or a darkly stained area such as tetracycline stained.
  - OPA2 is designed for masking slight stain or reconstructing a highly opaque tooth (use as a thin layer at the lingual cavity wall of class III and IV).
  - Please check with your local distributor for available shades.

**■ INDICATIONS**

- Direct anterior and posterior restorations including the occlusal surface and all carious classes
- Direct bonded composite veneer
- Diastema closure
- Repair of porcelain/composite

**■ CONTRAINDICATIONS**

- ESTELITE Σ QUICK contains methacrylic monomers. DO not use ESTELITE Σ QUICK for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic and related monomers.

**■ PRECAUTIONS**

- 1) DO NOT use ESTELITE Σ QUICK for any purpose other than those listed in these instructions. Use ESTELITE Σ QUICK only as directed herein.
- 2) ESTELITE Σ QUICK is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
- 3) DO NOT use ESTELITE Σ QUICK if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.
- 4) If ESTELITE Σ QUICK causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.
- 5) Use examination gloves (plastic, vinyl, or latex) at all times when handling ESTELITE Σ QUICK to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If ESTELITE Σ QUICK comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.
- 6) Avoid contact of ESTELITE Σ QUICK with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.
  - If ESTELITE Σ QUICK comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.
  - If ESTELITE Σ QUICK comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration.
  - If ESTELITE Σ QUICK comes into contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.
  - Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.
- 7) ESTELITE Σ QUICK should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
- 8) To avoid the unintentional ingestion of ESTELITE Σ QUICK, do not leave it unsupervised within the reach of patients and children.
- 9) Clean the placement instruments with alcohol after use.
- 10) When using a light-curing unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn.

**■ INDICATIONS FOR FILLING AND CURING**

Be sure to light-cure ESTELITE Σ QUICK extraorally and check the time needed for complete hardening of ESTELITE Σ QUICK with your light curing unit before performing the bonding procedure. The following table illustrates the relationship between curing time and increment depth.

Relationship between curing time and increment depth:

Light type	Intensity (mW/cm <sup>2</sup> )	Curing time (seconds)	Increment depth (mm) <sup>1)</sup>																																
			A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, OA1, OA2, CE(Inc.), BW, WE	A4, A5, B4, C3, OA3, OPA2	1.9	1.6	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	2.2	1.9	1.7	1.9	1.7	1.4	1.7	2.0	1.7	1.5	1.5	2.0	1.9	1.8	1.5	1.5	3	1.9	1.5
Halogen	400	10																																	
		20																																	
	600	10																																	
		20																																	
	800	5																																	
		10																																	
	260	10																																	
		20																																	
LED	900	5																																	
		10																																	
	Arc à plasma	950	3																																

1) Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with section 7.10 "depth of cure" of ISO4049: 2009.

**■ SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT**

1) PLTs are designed for single patient use only. Do not re-cap and/or re-use the PLT tip once material has been dispensed for that patient.

2) Dispensers are not provided for ESTELITE Σ QUICK. Use a dispenser that fits the PLT of

ESTELITE Σ QUICK. For proper use and proper disinfection, see manufacturer's instructions.

- 3) Apply the composite at normal room temperature (18 - 30°C / 62 - 84°F). Material that is too cold might be difficult to extrude.
- 4) Use light, controlled pressure to prevent any continued extrusion of material following pressure release.

**■ STORAGE**

- 1) Store ESTELITE Σ QUICK at a temperature between 0 - 25°C (32 - 77°F).
- 2) AVOID direct exposure to light and heat.
- 3) DO NOT use ESTELITE Σ QUICK after the indicated date of expiration on the syringe or PLT package.

**■ DISPOSAL**

To safely dispose of excess ESTELITE Σ QUICK, extrude unused portion from SYRINGE or PLT and light-cure before disposal.

**■ CLINICAL PROCEDURE****1. Cleaning**

Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.

**2. Shade Selection**

Select the appropriate shade of ESTELITE Σ QUICK prior to placing the rubber dam using the shade guide provided for ESTELITE Σ QUICK.

- Complete the shade selection within 5 minutes; desiccated teeth are lighter than wet or moist teeth.
- Lightness (color value) is primary importance on shade selection.
- When wavering in shade selection, select the lighter (high value) shade.
- In case of whitened teeth select the shade a few weeks after the completion of whitening. Whitened teeth may become slight darker.

**3. Isolation**

A rubber dam is the preferred method to isolate the tooth from contamination.

**4. Cavity Preparation**

Prepare the cavity and rinse with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II) because bevels and chamfers assist in erasing demarcations between the cavity margins and restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.

- Scalloped (undulant) bevel could be desirable depending on the esthetics and retention.
- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion; apply phosphoric acid etch for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly and treat with a silane coupling agent (such as Tokuso Ceramic Primer) according to manufacturer's instructions.

**5. Pulp Protection**

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of bonding agent and/or ESTELITE Σ QUICK.

**6. Bonding system**

Apply a bonding system according to manufacturer's instructions.

**7. Dispensing****7-1. PLT**

Please read ■ SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT before use.

- Load the PLT into a dispenser that fits the PLT.
- Remove the PLT cap.
- Extrude the paste directly into cavity or indirectly on the mixing pad.

**7-2. SYRINGE**

Remove the syringe cap. Extrude the paste onto a mixing pad by turning the handle clockwise. Re-cap the syringe immediately after dispensing.

- DO NOT apply unnecessary force to the syringe immediately after removing from the refrigerator.
- DO NOT apply unnecessary force to the syringe immediately after removing from the refrigerator.

**8. Filling and contouring**

Fill the cavity incrementally. Increments should not exceed the indicated depth (please refer to the aforementioned table).

- DO NOT mix ESTELITE Σ QUICK with other brands of resin composite or other shades of ESTELITE Σ QUICK to avoid incomplete cure or voids.

**9. Curing**

Light-cure each increment for at least the indicated time (please see aforementioned table), keeping the curing light tip within a distance of 2 mm from the increment.

- If other brands of composite resins are layered over the cured composite, follow their instructions.

**10. Finishing**

Shape and polish the restoration. For finishing, use fine finishing diamond points. To erase the demarcation between the composite and the natural tooth rotate a 12 fluted carbide bur slowly along the margins without water. Use finishing metal strips or vinyl strips for proximal surfaces. For polishing, polish with rubber points or any suitable polishing tool, such as PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identiflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), or D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

\* PoGo, Sof-Lex, Identiflex and D-FINE are not registered trademarks of Tokuyama Dental Corporation.

CAUTION : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer of ESTELITE Σ QUICK is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the user to ensure that this product is suitable for an appropriate application before use.

Product specifications of ESTELITE Σ QUICK are subjected to change without notification. When the product specification change, the instruction and precautions may change also.

**FRANÇAIS**

Lire toutes les informations, précautions d'emploi et notes avant l'utilisation.

- Закриття діастеми

- Восстановлення кераміческих і композитних реставрацій

## ■ ПРОТИВОПОКАЗАННЯ

ESTELITE  $\Sigma$  QUICK містить метакрилові мономери. ESTELITE  $\Sigma$  QUICK ПРОТИВОПОКАЗАН пациентам, у яких мається алергія або підвищена чутливість до метакрилових і схожих з ними мономерів.

## ■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ESTELITE  $\Sigma$  QUICK в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте ESTELITE  $\Sigma$  QUICK строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями.
- 2) ESTELITE  $\Sigma$  QUICK предназначен для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами.
- 3) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ESTELITE  $\Sigma$  QUICK, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности.
- 4) Если ESTELITE  $\Sigma$  QUICK вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата.
- 5) Во избежание появления аллергической реакции на метакриловые мономеры рекомендуется использовать смотровые перчатки (полимерные, виниловые или латексные) на всех этапах работы с препаратом ESTELITE  $\Sigma$  QUICK. Примечание: некоторые вещества/материалы могут проникать через смотровые перчатки. В случае контакта ESTELITE  $\Sigma$  QUICK со смотровыми перчатками, немедленно снимите их и тщательно вымойте руки водой.
- 6) Не допускайте попадания ESTELITE  $\Sigma$  QUICK в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду.
  - В случае попадания ESTELITE  $\Sigma$  QUICK в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу.
  - В случае попадания ESTELITE  $\Sigma$  QUICK на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды.
  - В случае попадания ESTELITE  $\Sigma$  QUICK на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте.
  - Пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения.
- 7) Не следует проглатывать или вдыхать ESTELITE  $\Sigma$  QUICK. Проглатывание или вдыхание материала может нанести серьезный вред здоровью.
- 8) Во избежание проглатывания препарата ESTELITE  $\Sigma$  QUICK по ошибке, не оставляйте его в доступном для детей и пациентов месте.
- 9) Обрабатывайте спиртом инструменты для пломбирования после их использования.
- 10) При использовании фотополимеризатора следует одевать защитные очки.

## ■ УКАЗАНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ И ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Прежде, чем приступить к пломбированию, уточните и экстраорально фотополимеризатором проверьте время, необходимое для полной полимеризации ESTELITE  $\Sigma$  QUICK. В нижеследующей таблице показана взаимосвязь между временем отверждения и толщиной слоя материала.

Взаимосвязь времени отверждения с толщиной слоя материала :

Тип лампы	Мощность лампы (mBt/cm <sup>2</sup> )	Время отверждения (секунды)	Толщина слоя (мм) <sup>1)</sup>	
			A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C1, C2, OA1, OA2, CE(Inc), BW, WE	A4, A5, B4, C3, OA3, OPA2
Галоген	400	10	1,9	1,6
		20	2,2	1,9
	600	10	2,0	1,7
		20	2,5	2,0
LED	800	5	1,8	1,6
		10	2,2	1,9
	260	10	1,7	1,4
		20	2,0	1,7
LED	900	5	1,7	1,5
		10	2,0	1,8
Плазма	950	3	1,9	1,5

1) Толщина слоя материала была установлена на основе результатов тестов, произведенных в соответствии с пунктом 7.10 "Глубина полимеризации" стандарта ISO4049: 2009.

## ■ ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УНИДОЗ (PLT)

- 1) Унидозы (PLT) предназначены для одноразового использования. Не закрывайте и/или не используйте унидозы(PLT) повторно.
- 2) ESTELITE  $\Sigma$  QUICK поставляется без диспенсера. Используйте любой диспенсер, подходящий для унидоз(PLT) ESTELITE  $\Sigma$  QUICK. Для правильного использования и дезинфекции ознакомьтесь с инструкцией изготовителя.
- 3) Используйте композиционный материал комнатной температуры (18 - 30°C / 62 - 84°F). При выдавливании слишком холодного материала могут возникнуть трудности.
- 4) Во избежание вытекания материала после прекращения давления на диспенсер, выдавливайте материал легким, контролируемым надавливанием.

## ■ ХРАНЕНИЕ

- 1) Хранить ESTELITE  $\Sigma$  QUICK при температуре 0 - 25°C (32 - 77°F).
- 2) ИЗБЕГАТЬ прямого воздействия света и высоких температур.
- 3) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ESTELITE  $\Sigma$  QUICK после истечения срока годности, указанного на шприце или упаковке унидозы(PLT).

## ■ УНИЧТОЖЕНИЕ

Для безопасного уничтожения остатков ESTELITE  $\Sigma$  QUICK следует удалить неиспользованный материал из шприца или унидозы(PLT) и подвергнуть его фотополимеризации перед тем, как выбросить.

## ■ РАБОТА С ПРЕПАРАТОМ

### 1. Очистка

Тщательно очистить поверхность зуба резиновой чашечкой с пастой без содержания фтора, а затем промойте водой.

### 2. Выбор оттенка

Перед установлением коффердама выберите подходящий оттенок ESTELITE  $\Sigma$  QUICK при помощи шкалы оттенков для ESTELITE  $\Sigma$  QUICK.

- Оттенок необходимо выбрать в течение 5 минут; сухие зубы светлее, чем увлажненные.
- Насыщенность белого (интенсивность окраски) является наиважнейшим фактором в выборе оттенка.
- Если вы колебаетесь между двумя оттенками, выбирайте более светлый оттенок (оттенок, имеющий наибольшую интенсивность окраски).
- При работе с отбеленными зубами подбор оттенка следует проводить через несколько недель после процедуры отбеливания. Отбеленные зубы могут слегка потемнеть.

### 3. Изоляция

Коффердамом является наилучшим методом для изоляции зуба.

### 4. Препарирование полости

Отпрарите полость и тщательно промойте водой. Выполните скосы по краю эмали при препарировании передних зубов (класс III, IV, V) и склизивание краев эмали при препарировании боковых зубов (класс I, II). Скосы и склизивание краев эмали обеспечивают исчезновение граници между краем полости и реставрацией, улучшая эстетический аспект и ретенцию.

- С точки зрения эстетики и прочности предпочтительнее скосы фестончатого вида (undulant, scalloped bevel).

- При восстановлении керамических или композитных реставраций, придайте поверхности широковатость с помощью алмазного бора для улучшения склеивания, с целью очистки пропратите поверхность зуба фосфорной кислотой; тщательно промойте водой; просушите поверхность зуба и наложите силан (например, Tokuso Ceramic Primer) в соответствии с инструкцией изготовителя.

### 5. Защита пульпы

В случае, если полость располагается в непосредственной близости к пульпе, следует наложить прокладку из стеклонимерного материала или гидроокиси кальция. Для защиты пульпы НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЭВГЕНОЛА, так как они гормонизируют бондів і/або ESTELITE  $\Sigma$  QUICK.

### 6. Адгезивная система

Нанесите адгезивную систему в соответствии с инструкцией изготовителя.

### 7. Дозировка

#### 7-1. УНИДОЗЫ (PLT)

Перед использованием внимательно прочтите ■ ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УНИДОЗ (PLT).

- Поместите PLT в подходящий диспенсер.
- Снимите колпачок PLT.
- Внесите пасту непосредственно в полость или предварительно выдавите на планшет для замешивания.

#### 7-2. ШПРИЦ

Снимите колпачок шприца. Поворачивая рукоятку по часовой стрелке, выдавите пасту на планшет для замешивания. Сразу после этого наденьте колпачок на шприц.

- НЕ СЛЕДУЕТ прикладывать излишнего усилия к шпризу, если он был только что вынут из холдингника.

#### 8. Пломбирование и контурирование реставрации

Вносите материал в полость послойно. Слой материала не должен превышать указанную глубину (свертесь с вышеупомянутой таблицей).

- НЕ ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ESTELITE  $\Sigma$  QUICK с другими видами композитных материалов или другими оттенками ESTELITE  $\Sigma$  QUICK во избежание неполной полимеризации или образования пустот.

#### 9. Полимеризация

Полимеризуйте каждый слой как минимум в течение рекомендованного времени (свертесь с вышеупомянутой таблицей), держите фотополимеризатор на расстоянии 2 мм от материала.

- При использовании других марок композиционных материалов послойно с отвержденным композитом следуйте инструкции по использованию этих материалов.

#### 10. Финишная обработка

Обработайте и отшлифуйте реставрацию. Для финишной обработки используйте алмазные боры мелкой зернистости. Для сведения границы между композиционным материалом и природным зубом, работайте вдоль границы 12-граммным карбидным бором, без воды и на малой скорости. Используйте металлические или виниловые шлифовальные полоски для обработки проксимальных поверхностей. Для полирования используйте резиновые головки или любые другие подходящие полировочные инструменты, такие как PoGo™ (DENTSPLY/ Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), или D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

\* PoGo, Sof-Lex, Identoflex и D-FINE не являются зарегистрированными торговыми марками компании Tokuyama Dental Corporation.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** изготвитель препарата ESTELITE  $\Sigma$  QUICK не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием данного препарата. Ответственность за правильное применение данного препарата лежит на пользователе.

Характеристики препарата ESTELITE  $\Sigma$  QUICK могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменение характеристик препарата может повлечь за собой изменение инструкции по применению.

## УКРАЇНСЬКА

Перед використанням уважно прочитайте всю інформацію, запобіжні заходи і примітки.

## ■ ОПИС ВИРОБУ І ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- 1) ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК - світлогвердючий, рентгенконтрастний композитний матеріал з субмікронним наповнюванням, призначений для використання при реставрації передніх і бічних зубів. Підходити для каріозних порожнин всіх класів. ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК містить 82% за вагою (71% за об'ємом) кремній-цирконієвого та композитного наповнювача. Високий ступінь наповнюваності композиту забезпечує низку полімеризації усадки. Неограничена наповнювач, що міститься в ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК, є сферичним субмікронним наповнювачем (середній розмір часток 0,2 мкм, фракційний склад частинок від 0,1 до 0,3 мкм), що забезпечує чудову стійкість блиску і стійкість до стриці. Мономерна основа містить біс-гідридметилметакрилат (Bis-GMA) і тригліденгікіль диметакрилат.

2) У матеріалі ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК використана радикал-посилена система активації полімеризації (Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology - RAP technology). При використанні фотополімеризатора з довжиною хвилі в діапазоні 400-500 нм (шік - 470 нм), час затвердіння ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК може бути скорочено до однієї третини в порівнянні з іншими традиційними композитними матеріалами. Зверніть увагу на таблицю, що відображає залежність часу полімеризації від товщини шару матеріалу (■ ВКАЗІВКА ПО ВНЕСЕННЮ І ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ).

3) Радикал-посилена система активації полімеризації забезпечує більш довгий робочий час матеріалу ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК.

4) ESTELITE  $\Sigma$  QUICK / ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК випускається в двох формах: у шприцах та унідозах (PLT, "Pre Loaded Tip").

### ■ ВІДТІНКИ

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW (Bleach White, для відбілення зубів), WE (White Enamel, біла емаль) і CE (Clear Enamel / Incisal, прозора емаль / відтінок ріжувого краю).

- Опалесцентні відтінки (OA1, OA2, OA3) мають актуальну ступінь опаковості, необхідну для того, щоб блокувати темряву ротової порожнини (відновлення порожнин класу III і IV). Опалесцентні відтінки можуть також бути використані як дентинні при пошаровій реставрації. Відтінки OA1, OA2 і BW добре підходять для реставрації молочних зубів. Однак, вони не призначени для використання в якості маскуючих агентів для металових конструкцій або сильно змінених в кольорі зубів, таких як тетрацілінові зуби.

- OPA2 призначений для