

Просочені нитки ретракційні

Ретракційна нитка просочена - 6-гідратом хлористого алюмінію.

Використовується для ретракції ясенної тканини навколо зуба, для покращення результатів відбитку і ясенного краю.

Склад:

Поліестер/ Поліамідне звите волокно просочене 6-гідрат хлоридом алюмінію 0,50 mg \pm 0,10 mg/cal.

Застосування:

- Обрізати просочену нитку необхідної довжини за допомогою леза встановленого у кришці коробки.

- Щільно накласти на шийку зуба і вдавнити в борозну, використовуючи зонд.

- Залиште нитку протягом 5 хвилин в борозні.

- Видалити нитку безпосередньо перед відбитком.

Упаковка:

- дозатор, що містить 254 см (100 дюймів).

Зберігання:

Закрити кришку після використання та зберігати в сухому місці.


Застереження:

-тільки для використання лікарями-стоматологами.

- Зберігати в недоступному для дітей місці.

- Не використовувати у пацієнтів з алергією на 6-гідрат хлористого алюмінію.



Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua



Виробник
PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковского, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85
www.cerkamed.pl, e-mail:
biuro@cerkamed.pl