


Adaptable exclusively on the inserts Scorpion-i
Exclusively compatible with the Scorpion-i tips
Ausschliesslich kompatibel mit allen Scorpion-i-Aufsätzen
Adaptable exclusivement en los insertos Scorpion-i - Aplicabile exclusivamente sugli inserti Scorpion-i
Συμβατό αποκλειστικά με τα Inserta Scorpion-i - Adaptado exclusivamente aos terminais Scorpion da gama i
Til kun at anvendes sammen med Scorpion-i ultralydsspisere - Vyhádně kompatibilní s i koncovkami Scorpion
Uitsluitend compatibel met de Scorpion-i tips - Ізгодівля сумісність з сис Scorpion-i тинчатата
獨特搭配司科比思i-系列洗牙機頭 - Акцепт і поєднання міжнаслідки ушули
Kizárolag csak Scorpion gyártmányú i-végződéssel kompatibilis - Сумісність виключно з наслідками Scorpion i



Indications: Le CLiP est préconisé pour l'élimination de la plaque dentaire et du tartre sur les implants dentaires et restaurations prothétiques. Son utilisation est limitée aux praticiens qualifiés (chirurgiens-dentistes, hygiénistes). Il s'adapte exclusivement sur les inserts de détartage Scorpion-i et permet un nettoyage sans altération des surfaces fragiles lors d'une séance de détartage.

Fixation du CLiP sur l'insert: Insérer la pointe de l'insert dans un CLiP présent sur 1 des 5 emplacements du CLiPPER (fig. 1). Appliquer une forte pression (minimum 3 kg) pour assurer la bonne fixation du CLiP sur l'insert (fig. 2). Retirer l'ensemble du CLiPPER et vérifier manuellement la bonne fixation du CLiP.

Nettoyage des implants et restaurations (fig. 3): Régler la puissance de votre générateur d'ultrasons à 20% maximum (mode parodontologie) ou position 1 pour les pièces à main pneumatiques. Utiliser un débit d'irrigation moyen. Travailler sous aspiration pour éviter une aspiration ou inhalation accidentelle de débris par le patient. Laisser travailler le CLiP parallèlement à la surface à nettoyer sans exercer de pression.

Retrait du CLiP: Placer l'insert et le CLiP dans l'emplacement de retrait situé à l'extrémité du CLiPPER (fig. 4). Visualiser l'état d'usure du CLiP grâce à la ligne témoin (fig.5 et 6). Retirer le CLiP de l'insert en exerçant une pression du ponce sur le CLiPPER (fig.4).

Désinfection - Nettoyage - Stérilisation: Les CLiPs, comme les inserts, sont fournis non stériles et doivent être désinfectés, nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation. N'utiliser que des solutions ayant une efficacité reconnue pour le nettoyage et la désinfection des instruments (par ex. agrément DGHM, FDA ou marquage CE). 1) Immédiatement après l'acte invasif, immerger dans un bain de décontamination selon les préconisations du fabricant (concentration, temps, température). Un bain à ultrasons peut également être utilisé. 2) Rincer l'insert à l'eau courante jusqu'à élimination des débris visibles et des restes de produit de désinfection. 3) Laver manuellement à l'aide d'une brosse douce et d'une solution nettoyante selon les préconisations du fabricant (concentration, temps, température). 4) Rincer abondamment à l'eau courante jusqu'à élimination des salissures visibles et des restes de produit de nettoyage. 5) Sécher avec un tissu doux et non pelucheux ou à l'air comprimé filtré. 6) Vérifier visuellement l'absence de saillance. 7) Placer dans un conditionnement approprié à la stérilisation des dispositifs médicaux selon les normes ISO 11607 – EN 868. 8) Stériliser à l'autoclave (stérilisation à la vapeur - chaleur humide) à une température de 134 °C pendant 3 - 18 minutes.

Elimination: La longévité du CLiP dépend de l'usage et des dommages survenant lors de l'utilisation. A éliminer selon la réglementation en vigueur sur les déchets à risques infectieux.

Important : Le CLiP est conçu pour s'adapter et se fixer exclusivement sur les inserts Scorpion de la gamme i (I-SA, I-EM, I-SI, I-KP, I-KA, I-AIR, I-AIRw). L'utilisation du CLiP sur un autre insert risque de provoquer sa désolidarisation lors de l'utilisation. Seul l'usage du CLiPPER garantit une fixation optimale et sécurisée du CLiP. Ne pas tenter de fixer un CLiP sur un insert sans utiliser le CLiPPER. L'emploi et l'application du produit font l'objet de la responsabilité de l'utilisateur. Scorpion décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

Indications: The CLiP is designed to work exclusively with the Scorpion-i ultrasonic tip and permits cleaning without damaging the fragile surface during scaling.

Fixing the CLiP onto the insert: Place the tip of the scaler into one of the CLiP's in the CLiPPER (fig. 1). Press the tip firmly into the CLiP (minimum 3 kg) to ensure good fixation (fig. 2). Remove the insert with the CLiP attached and manually check that the CLiP is securely fixed.

Cleaning implants and restorations (fig. 3): Ensure the power setting on the ultrasonic generator is set from "minimum" to 20% max. (parodontology), or Stage 1 for pneumatic handpieces. Set the water spray to a medium setting. When scaling, work with aspiration to ensure that your patient does not swallow any debris and ensure that the CLiP is parallel to the surface being cleaned. Do not press the CLiP against the surface.

To remove the CLiP: Place the tip with the CLiP into the groove at the end of the CLiPPER (fig. 4). Visualize if the CLiP is worn thanks to the witness line (fig. 5 and 6). The CLiP can be removed from the tip by pulling hard against the wear guide at the side of the CLiPPER (fig. 4).

Disinfection - Cleaning - Sterilization: The CLiPs, as well as the tips, are supplied non-sterile and must be disinfected, cleaned and sterilized before each use. Only use solutions with proved efficiency for cleaning and disinfection of instruments (e.g. DGHM, FDA or CE marked). 1) Immediately after the invasive procedure, immerse in a decontamination bath according to the manufacturer's instructions (concentration, time, temperature). An ultrasonic bath may also be used. 2) Clean with running water until free of visible debris and disinfectant residues. 3) Wash manually using a soft brush and a cleaning solution according to the manufacturer's instructions (concentration, time, temperature). 4) Rinse thoroughly with running water to remove visible dirt and cleaning product residues. 5) Dry with a soft lint-free tissue or with filtered compressed air. 6) Visually check for dirt. 7) Place in proper packaging for medical devices sterilization according to ISO 11607 - EN 868. 8) Sterilize using autoclave (steam sterilization) at the temperature of 134 °C for 3 - 18 minutes.

Elimination: The life of the CLiP depends upon the time it is in use. Dispose of the CLiP according to the applicable regulations regarding medical waste with an infectious risk.

Important : The CLiP is designed to work exclusively with Scorpion i-inserts (I-SA, I-EM, I-SI, I-KP, I-KA, I-AIR, I-AIRw). Using the CLiP with any other tips will result in the CLiP falling off when in use. When fixing the CLiP to the tip only use the CLiPPER to ensure secure fixation. Do not try to fix a CLiP to the tip without the CLiPPER for example by hand. The correct use and application of the CLiP is the responsibility of the user. Scorpion does not accept any responsibility in any case of misuse.

Unasítások: A CLiP a fogászati implantátumok és pótlások plakk- és fogkömentesítésére használható. Kizárólag képzett fogorvosi használható! (fogorvosok, dental higiénisták). Csak a Scorpion-i ultrahangos végződéssel használható és lehetővé teszi a sérülékeny felszín károsodás nélküli tisztítását. **A CLiP felhelyezése a végződésre:** Helyezze a fogkölesztető végződést a CLiPPER-been lévő egy CLiP-be (1. ábra). Határozottan nyomja bele a végződést a CLiP-be, hogy jól rögzüljön (2. ábra). Hívja ki a végződést a CLiP-pel együtt és kézzel ellenőrizze, hogy a CLiP biztonságosan a helyére került-e. **Implantátumok és pótlások tisztítása** (3. ábra): Állítsa be az ultrahang teljesítményt állítsa a „minimum” és max. 20 % közé (parodontológia), ill. egyes fokozata a levegős kezeltárból. A vízhőmérték állítsa közepes fokozatra. Fogkölesztetőnél dolgozzon elővigyázva, hogy a páciens nehogy lenyeljen bármilyen maradvékot és a CLiP-et tartsa a tisztítandó felülettel párhuzamosan. Ne nyomja a CLiP-et a felületre. **A CLiP eltávolítása:** Helyezze be a végződést a CLiP-pel a CLiPPER végén lévő helyre (4. ábra). A vonal segítségével ellenőrizze, hogy a CLiP elhasználódott-e (5. és 6. ábra). A CLiP első használata utáni ellenőrzés a CLiPPER oldalán lévő elhasználódást jelző vonalra alapozva (4. ábra). **Fertőtlenítés – Tisztítás – Sterilizálás:** A CLiP-et és a CLiPPER-t (is) a végződést, ill. a pronahtáskölcsöket nem sterilizálják, minden használat előtt fertőtleníteni, tisztítani és sterilizálni kell. Csak olyan oldatot használjon, melynek tisztító- és fertőtlenítő képessége bizonyított (pl. DGHM, FDA vagy CE-jelöléssel). 1) A beavatkozás után azonnal tegye az eszközöket tisztító folyadék, a gyártó utasítása szerint (koncentráció, idő, hőmérséklet). Ultrahangos kád is használható. 2) Tisztítsa meg az eszközöket folyóvízzel, amíg szennyeződések és fertőtlenítő maradványok láthatóak rajtuk. 3) Mossa meg az eszközöket kézzel, egy puha kefével és tisztító oldattal a gyártó utasításai szerint (koncentráció, idő, hőmérséklet). 4) Öblítse le alaposan folyóvízzel, amíg szennyeződések és tisztítószert maradványok láthatók rajuk. 5) Szárazítsa meg az eszközöket puha, szelvéseken anyaggal vagy szálal, műanyag levegővel. 6) Ellenőrizze, hogy ki-e tartó szennyeződés. 7) Helyezze az eszközöket az orvosi eszközöknek megfelelő sterilizációs csomagolásba: ISO11607 – EN868. 8) Sterilizálja az eszközöket autoklavban 134 °C-on, 3 - 18 percig. **Megjegyzések:** A CLiP élettartama attól függ, mennyit használják. A fertőző kockázati csoportos hulladékokat vonatkozó szabályok szerint távolítsa el. **Figyelem!** A CLiP kizárólag a Scorpion-i végződésekkel használható (I-SA, I-EM, I-SI, I-KP, I-KA, I-AIR, I-AIRw). Más végződésekkel való használata esetén a CLiP le fog esni a végződésről használat közben. A CLiP végződésre való felhelyezése csak a CLiPPER-t használja, hogy biztosan rögzüljön. Ne próbálja a CLiP-et a CLiPPER nélkül felhelyezni, pl. kézzel. A CLiP helyes használata és alkalmazása a felhasználó felelőssége. A Scorpion cég semmilyen felelősséget nem vállal nem megfelelő használat esetén.

Показання: Насадки КЛіП (КЛіП) насадки. Набір КЛіП-SA. Набір КЛіП-EM. Набір КЛіП-KA. Набір КЛіП-KP. Набір КЛіП-SI. Набір КЛіП-AIR. Набір КЛіП-AIRw. Рекомендовано для усунення зубного нальоту та камію на імплантатах та протезах. Із використання обмежується кваліфікованими практикуючими лікарями (хірурги-стоматологи, гігієністи). КЛіП призначений виключно до насадок для видалення зубного камію Scorpion і та дозволяє очистити без пошкодження крихкі поверхні під час процесу видалення зубного камію. **Зарядження КЛіП на насадки:** Вставте наконечник з насадкою Scorpion і в притисніть КЛіП на один із 5 позицій КЛіPPER (мал.1). Сильно натисніть (з силою мінімум 3 кг), щоб забезпечити добре прилягання КЛіП на насадки (мал.2). Відривайте весь комплекс КЛіPPER і вручну перевірте чи добре закріплює КЛіП на насадці. **Очищення імплантів та аномальованих зубів** (мал.3): встановіть потужність ультразвукового скакери на максимум 20% (режим пародонтології) або позиції 1 для пневматическ скакери. Використовуйте середній режим зрошення водою. Придбайте з урахуванням аспіраційною системою, щоб уникнути випадкового ковтання або вдихання уламків нальотом. Працюйте насадкою без тиску, паралельно до поверхні, яку слід очистити. **Вилучення КЛіП:** розмістіть насадку Scorpion і в КЛіП у позичці вилучення, яка розміщена на краю КЛіPPER (мал.4). Опиніть сталі зчеплення КЛіП із допоміжним контролем-ліній (мал.5 і 6). Відривайте КЛіП з насадкою Scorpion і, не використовуйте насадку на КЛіPPER (мал.4). **Дезінфекція, Очищення, Стерилізація:** насадки КЛіП, як і насадки Scorpion і, повинні бути стерилізовані, опинити та стерилізувати перек кожним використанням. Використовуйте лише ті розчини, що мають доведену ефективність для очищення та дезінфекції інструментів (наприклад, прийняті DGHM, FDA або з маркуванням CE). 1) Неповідомо після інвазивної процедури занурте насадку КЛіП в омийник для дезінфекції та знезараження відповідно до рекомендацій виробника (концентрація, час, температура). Така ж можна використовувати ультразвуковий ванну. 2) Промийте насадку КЛіП під проточною водою, доки вона не звільниться від залишків дезінфекції. 3) Вручну вимийте насадку КЛіП м'якою щіткою та очищувальним розчином, як рекомендовано виробником (концентрація, час, температура). 4) Ретельно промийте проточною водою, поки не зникнуть видимі плями та залишки засобу для чистки. 5) Споліть насадку КЛіП м'якою ганчіркою або фільтрованим стиснутим повітрям. 6) Визуально перевіряйте відсутність забруднення. 7) Показати насадку КЛіП в упаковку, призначену для стерилізації медичних виробів відповідно до стандарту ISO 11607 - EN 868. 8) Стерилізуйте насадку КЛіП в автоклаві (пара стерилізація - вологе тепло) при температурі 134 °C протягом 3 - 18 хвилин. **Удалення:** довговічність КЛіП залежить від значення та пошкодження під час використання. Утилізувати відповідно до чинного законодавства про інфекційні відходи. **Важливо:** Насадка КЛіП розроблена для пристосованості та фізичної виключно на стоматологічних насадках для скакати Scorpion I-AIR. Стоматологічні насадки для скакати Scorpion I-EM. Стоматологічні насадки для скакати Scorpion I-KA. Стоматологічні насадки для скакати Scorpion I-KP. Стоматологічні насадки для скакати Scorpion I-SA. Стоматологічні насадки для скакати Scorpion I-SI. Використання КЛіП на інших насадках може привести до його вилучення під час використання. Плями використання КЛіPPER гарантує оптимальну і надійну фіксацію КЛіП насадку. Не намагайтеся прикріпити КЛіП до насадку Scorpion і без використання КЛіPPER. Відповідальність за використання та застосування КЛіП продукту лежить на користувачі. Виробник не несе відповідальності за будь-які невірні вживання використання виробу. Дата останнього перегляду інструкції 2019/01/18



Notice d'utilisation CLiP
Instruction for use
Bedienungsanleitung
Instrucciones de empleo
Istruzioni per l'uso
Οδηγίες Χρήσης
Instruções de uso
Instruktioner
Návod na použití
Gebruiksaanwijzing
Инструкция за употреба
使用手册
Kullanım için talimatlar
Használati utasítás
Інструкція з використання



Scorpion
4, rue Enrico Fermi
63540 Romagnat - FRANCE
www.scorpion.fr
CE 0459
(2015)

[illegible]