






























Інформацію щодо маркування виробу
Information on product labeling

Символ Symbol	Title of symbol	Назва символу
	Operator's manual; operating instructions	Користуйтеся інструкцією щодо використання
	Cavity preparation	Препарування порожнини
	Crown preparation	Препарування під коронку
	Removal of old fillings	Видалення старих пломб
	Crown cutting	Розрізання коронок
	Working on fillings	Обробка пломб
	Root canal preparation	Препарування кореневого каналу
	Post system	Система штифтів
	Dental prophylaxis	Профілактика
	Root planing	Вирівнювання кореня
	Orthodontics	Ортодонтія
	Jaw surgery	Щелепно-лицева хірургія
	Implantology	Імплантологія
	Precision technique	Техніка фрезерування
	Model casting technique	Техніка лиття моделей
	Crown and bridge technique	Обробка коронок і мостів
	Acrylic technique	Обробка акрилу
	Model fabrication	Виготовлення моделей
	Ultrasonic bath	Ультразвукова мийка (можна піддавати ультразвуковій обробці)
	Washer-disinfector for thermal disinfection	Термодезинфектор (можна піддавати термічній дезінфекції)
	Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at temperature specified	Можна стерилізувати в паровому стерилізаторі (автоклаві) при вказаній температурі
	Maximum speed	Максимальна швидкість
	Recommended speed	Рекомендована швидкість

	Sterilized using irradiation	Стерилізовано опроміненням
	Sterilized using ethylene oxide	Стерилізовано етилен оксидом
	Sterile	Стерильно
	Non-sterile	НЕ стерильно
	Batch code	Код партії
	Catalogue number	Номер за каталогом
	Date of manufacture	Дата виготовлення
	Manufacturer	Виробник
	Do not re-use	Повторно не використовувати
	Do not use if package is damaged	Не використовувати в разі пошкодження пакування
	Use by date	Термін використання (використати до вказаної дати)
	Packaging unit	Пакувальна одиниця (кількість виробів в упаковці)
	Keep away from rain	Зберігати в сухому місці
	Keep away from sunlight	Оберігати від сонячного світла
	Contains hazardous substances	Містить небезпечні речовини
CAS: 7440-4S-4	The CAS number is an international identification standard for chemical substances.	Номер CAS є міжнародним стандартом ідентифікації хімічних речовин.
	Medical device	Медичний виріб
	Unique Device Identification	Унікальна ідентифікація виробу
	ISO number	Номер ISO
	Health Industry Bar Code	Код галузі охорони здоров'я
	Authorized Representative of the EC	Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві
	CE Mark of compliance with applicable requirements and identification number of the notified body	СЕ Знак відповідності застосовним вимогам та ідентифікаційний номер нотифікаційного органу
	Mark of compliance with technical regulations and identification number of the conformity assessment body	Знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

For Dental Use Only	Тільки для професійного використання лікарем-стоматологом
Sterile if undamaged	Стерильний, якщо не пошкоджений
Diamond instrument (S-Diamond®)	Інструмент алмазний
Diamond crown cutter for all-ceramics (e.g. ZrO ₂)	Інструмент алмазний для розрізання керамічних коронок (в т.ч. цирконієвих)
Tungsten carbide instrument	Інструмент твердосплавний з карбід-вольфраму
Tungsten carbide crown cutter	Інструмент твердосплавний з карбід-вольфраму для розрізання коронок
Tungsten carbide amalgam remover	Інструмент твердосплавний з карбід-вольфраму для видалення амальгам
Steel instrument	Інструмент твердосплавний сталевий
Nickel-Titan instrument (Ni-Ti)	Інструмент нікель-титановий (Ni-Ti)
Ceramic instrument (CeraBur®)	Інструмент керамічний
Universal polisher	Універсальний полір
Use without polishing paste	Використовувати без полірувальної пасти
Reciprocating motion	Зворотно-поступальний рух
mm	мм (mm)
Shank	Хвостовик
Size	Розмір
Diamond strip, extra-fine, with honeycomb design. Thickness 0,08 mm	Штрипса алмазна, ультра-тонка, перфорована Товщина 0,08 мм (mm)
Diamond strip, fine, with honeycomb design. Thickness 0,10 mm	Штрипса алмазна, тонка, перфорована Товщина 0,10 мм (mm)
Diamond strip, medium, with honeycomb design. Thickness 0,13 mm	Штрипса алмазна, середня, перфорована Товщина 0,13 мм (mm)